


目录

自动体外除颤 培训器 配件	2
---------------------	---

自动体外除颤 培训器 配件



PRESTAN自动体外除颤超级培训器电极板（4对/袋）

SKU: PP-UTPAD-4

PRESTAN自动体外除颤超级培训器（成人/儿童）替换电极贴片套装，4件式包装（总共8片电极贴片）。

PRESTAN专业自动体外除颤超级培训器电极贴片非常经久耐用，设有电极贴片感应系统，让学员确认电极贴片是否有稳固在模拟人身上。采用的硅基粘合剂，容易粘贴及移除，这有助于延长模拟人表层的寿命。

特点:

- 双图形（成人/儿童）培训用电极贴片。
- 电极贴片感应系统。
- 预先连接的电极贴片。





PRESTAN专业自动体外除颤培训器遥控器


SKU: PP-AEDT-100-R

适用于PRESTAN专业自动体外除颤培训器□PRESTAN专业自动体外除颤培训器遥控器，使用2节AA电池。遥控器允许导师选择预设场景，暂停以给予指导，以及恢复进行中的场景。

特点:

- 设置按钮。
- 装置控制按钮。
- 模拟电极贴片松脱。
- 在心肺复苏进行中，启动“深按”模式。
- 暂停。
- 播放。
- 发出预设场景。





PRESTAN专业自动体外除颤培训器升级电极板

SKU: PP-APAD2-4

PRESTAN 专业高性能培训用电极贴片设有精准解剖学界标图像及持久耐用的粘合力。

此电极贴片采用和真实AED电极贴片同样的泡沫材料制作，可和市面上所有的模拟人配合使用。此电极贴片采用的硅基粘合剂，其泡沫结构能确保使用在模拟人身上时，容易粘贴及移除。

产商表示这贴片可在AED培训课程上，使用至少25次，但是我们已经用了远远超过这个数字。此AED培训用电极贴片采用拉链式的塑料袋包装。一旦连接，就要保持干净，并以培训用电极贴片收纳盒收藏。

***此电极贴片仅用于培训目的，不可使用于真正的除颤电击。**

特点:

- 适合PRESTAN自动体外除颤培训器。
- 包括电极贴片感应器。
- 容易从模拟人身上移除及清理。
- 可与任何品牌的模拟人配合使用。
- 不含乳胶的硅基粘合剂。



索引

P

PRESTAN专业自动体外除颤培训器升级电极板 3

PRESTAN专业自动体外除颤培训器遥控器 2

PRESTAN自动体外除颤超级培训器电极板（4对/袋） 1