

目录

<i>自动体外除颤 培训器</i>	2
-------------------------	---

自动体外除颤 培训器



PRESTAN专业自动体外除颤培训器升级版

SKU: PP-AEDT2-101

质量/耐用性/最接近真实的自动体外除颤器

- 此领先的自动体外除颤培训器，体积重量和真实AED相仿，给于高素质的真实体验。
- 可客制化选项来配合培训环境，包括儿童培训按钮。
- 清晰自信的语音提示。此外，也备有心肺复苏节拍提示，让学员容易跟上胸外按压速率。
- 可替换式的语言模块备有双语选择，并涵盖心肺复苏最新指南。
- 导师可自由选择是否要使用遥控器。在特定范围内，一个遥控器可控制多台自动体外除颤培训器。



转换语言设置只需一个简单的按钮。



场景模式按钮可迅速转换电击顺序（无须手动操作）。



三种音量选择：响亮，中等，柔和。



播放和暂停键来控制欲特别指导的时刻。

特点:

- 符合2015美国心脏协会[AHA]最新指南。
- 简单迅速的更新升级。
- 成人/儿童选择键。
- 双图形成人/儿童培训用电极贴片。
- 当进行点击时，电击按钮将会闪出亮光。
- 五种预设培训场景设置，配有清晰平稳的语音提示。
- 以提示音计算和提示，胸外按压速率的节拍。
- 全自动或半自动电击。
- 可选择设置或不设置胸外按压循环周期完成后的呼吸次数。
- 可购买遥控器（单独出售）。
- 电池寿命长，备有自动关机设置。

- 可替换的语言模块。
- 坚固的翻盖开口。





PRESTAN自动体外除颤超级培训器

SKU: PP-AEDUT-101

此款为培训用自动体外除颤器(AED) PRESTAN创造了首个,也是唯一一个全球通用的自动体外除颤培训器,符合2015指南,可依据指南进行更新升级。

PRESTAN自动体外除颤超级培训器设有双图形电极贴片,和独特的电极贴片感应系统,可自动感应电极贴片在模拟人身上的粘贴位置。此培训器将展现AED施救的真实状况,让学员能有逼真的培训体验。

此电极贴片持久耐用,可使用高达100次,也不会残留任何沾粘物。更换过程简单,价格非常实惠。

PRESTAN专业AED超级培训器是市面上唯一一个拥有“婴儿”按键的AED训器。这将让学员能体验具有真实感的培训。

容易操作的语音化菜单,让您能自行设定您的培训课程为全自动或半自动电击,一共有五种培训场景设置让您选择。同时,您可以选择开启或关闭心肺复苏胸外按压速率提示和人工呼吸指令。

特点:

- PRESTAN创造了首个,也是唯一一个全球通用的自动体外除颤培训器,符合2015指南,可依据指南进行更新升级。
- 播放/暂停键。
- 五种培训场景设置。
- 双图形(成人/儿童)培训用电极贴片。
- 电极贴片感应系统。
- 预先连接的电极贴片。
- 儿童培训按钮。
- 儿童AED特定语音提示。
- 全自动或半自动电击模拟情景。
- 心肺复苏培训“施行人工呼吸”语音提示。
- 开启或关闭胸外按压速率节拍提示。
- 开启或关闭“施行人工呼吸”语音提示。
- 电池电量低警告。



索引

P

PRESTAN专业自动体外除颤培训器升级版 1

PRESTAN自动体外除颤超级培训器 3